

Инструкция по использованию аппарата «ВедаКвант 2.0»

Оглавление

1. Назначение аппарата
2. Способы применения
3. Функционал аппарата
4. Инструкция по применению
5. Меры предосторожности
6. Противопоказания для режима вакуумного массажа
7. Условия гарантийного обслуживания
8. Технические характеристики
9. Возможные неисправности и методы их устранения
10. Гарантийный сертификат на аппарат «ВедаКвант 2.0»

1. Назначение аппарата

«ВедаКвант 2.0» — беспроводный многофункциональный физиоприбор с многопараметрической коррекцией функционального состояния по рефлексогенным зонам. Сочетает в себе воздействие четырьмя факторами — механотерапия (вакуумный массаж), температура (нагревание), магнитотерапия, квантовая терапия. Может использоваться в сочетании с программными модулями «Квантовая физиотерапия», «Вакуумный массаж», «Остеопатия» прибора «ВедаПuls Профессиональный» в рамках формирования персонализированного рецепта воздействия на рефлексогенные зоны и точки акупунктуры.

2. Способы применения

Квантовая физиотерапия заключается в использовании в лечебных и профилактических целях сочетанного воздействия электромагнитных полей, квантовых и волновых воздействий (свет в красном диапазоне) и иррадиацией температурой.

Метод эффективен для профилактики обострения хронических воспалительных и/или дистрофических процессов различной локализации, а также для воздействия в острый и подострый период воспалительного процесса с целью достижения более быстрой ремиссии.

Используется в комплекте с модулем «Квантовая физиотерапия».

Вакуумный массаж основан на механической компрессии участка кожи вакуумным фактором с образованием зоны рефлексогенной гиперемии, стимулирующей кровообращение, лимфообращение, дренаж интерстиция и нервные окончания. В данном режиме используется функция Вакуумный

массаж, возможно дополнение остальными функциями: Цветотерапия, Нагрев, Магнитотерапия.

Используется в комплекте с модулем «Вакуумный массаж».

Гуаша массаж избавляет от отечности, помогает усилить кровообращение и лимфоток, усилить обмен веществ в клетках кожи и улучшить цвет лица за счет механического воздействия и активации метаболизма. Гуаша снимает напряжение, тонизирует кожу. В данном режиме используются функции Вакуумный массаж, Магнитотерапия, возможно дополнение остальными функциями: Цветотерапия, Нагрев.

Используется в соответствии с техниками гуаша массажа.

Лимфодренажный массаж оказывает оздоровительное действие на организм: выведение токсинов, улучшение кровообращения, укрепление иммунитета, помогает убрать лишние сантиметры с талии, ягодиц и бедер, хорошо помогает в борьбе с целлюлитом. В данном режиме используются функции Вакуумный массаж, Магнитотерапия, возможно дополнение остальными функциями: Цветотерапия, Нагрев.

Используется в соответствии с техниками лимфодренажного массажа.

Терапевтический массаж – глубокое вакуумное воздействие способствует снятию зажимов шейного, поясничного и грудного отделов позвоночника. В данном режиме используются функции Вакуумный массаж, Магнитотерапия, возможно дополнение остальными функциями: Цветотерапия, Нагрев.

Используется в соответствии с техниками остеопатии.

3. Функционал аппарата



4. Инструкция по применению

1. Перед проведением процедуры необходимо установить фильтр. В углублении на нижней стороне аппарата размещен резиновый фитинг для фильтра. В случае работы в технике гуаша, лимфодренажного, терапевтического массажа нанесите на предполагаемую зону воздействия массажный крем или массажное масло.

2. Нажмите на кнопку питания и удерживайте 2 секунды для включения аппарата. На дисплее отобразится уровень заряда аккумулятора и индикатор режима «Цветотерапия».

3.1 При использовании аппарата для **Квантовой физиотерапии** и **Вакуумного массажа**

В соответствии с рекомендациями программных модулей «ВедаПульт Профессиональный» выберите:

- Силу всасывания с помощью кнопки Вакуумный массаж, доступно 5 уровней интенсивности.
- Уровень нагрева с помощью кнопки Нагрев, доступно 3 температурных режима 40-45-52 °С.
- Включите/выключите Цветотерапию.

Последовательно устанавливайте аппарат на рекомендуемые зоны на необходимое время.

3.2 При использовании аппарата для **гуаша, лимфодренажного, терапевтического массажа**

- Установите силу всасывания с помощью кнопки Вакуумный массаж, доступно 5 уровней интенсивности.
- Если необходимо установите уровень нагрева с помощью кнопки Нагрев, доступно 3 температурных режима 40-45-52 °С.
- Если необходимо включите/выключите Цветотерапию.

Используйте в соответствии с соответствующими техниками массажа.

4. Устройство имеет таймер проведения процедуры – 10 минут. По истечению этого времени устройство издаст 10 звуковых сигналов и отключится.

5. Для выключения аппарата нажмите на кнопку питания и удерживайте 2 секунды. Извлеките фильтр и тщательно промойте под проточной водой. Нельзя допускать прямого попадания воды на прибор. Остатки косметического средства с рабочей поверхности прибора можно убрать влажным полотенцем и протереть насухо.

5. Меры предосторожности

- Гуаша, лимфодренажный, терапевтический массаж нельзя проводить по сухой коже! Нанесите на кожу массажный крем или массажное масло.
- Не используйте аппарат на внутренней стороне бедра, на задней части колена и в области паха. У женщин к стоп-зонам также относится грудь.
- Перед процедурой удалите с кожи декоративную косметику.
- Первые процедуры проводите на 1-ом уровне интенсивности.
- Длительность процедур не должна превышать 20 минут.

6. Противопоказания для режима вакуумного массажа

- Заболевания сердечно-сосудистой системы с выраженной сердечно-сосудистой недостаточностью
- Онкологические заболевания
- Нарушения свертываемости крови
- Почечная и печёночная недостаточность
- Варикозная болезнь, тромбофлебит
- Кожные заболевания (дерматит, экзема и т.п.)
- Нарушение целостности кожных покровов (раны, свежие операционные швы)
- Большие пигментные и родимые пятна в зоне предполагаемого воздействия
- Наличие электрокардиостимулятора
- Беременность

7. Условия гарантийного обслуживания

1. Используйте прибор только после полной зарядки.
2. Не подвергайте воздействию прямых солнечных лучей.
3. Не храните устройство рядом с источниками тепла или в местах, подверженных сильному нагреву.
4. Беречь от влаги.
5. Не ронять.
6. Хранить в недоступном для детей месте.

8. Технические характеристики

Номинальная мощность	8 Вт
Емкость аккумулятора	1200 мАч
Зарядное напряжение	5 В
Материал корпуса	ABS-пластик
Время работы	2 часа
Вес	300 г
Максимальное создаваемое разряжение	65 кПа

9. Возможные неисправности и методы их устранения

Следуйте приведенной ниже инструкции для устранения неполадок. Никогда не разбирайте устройство самостоятельно, чтобы сохранить срок действия гарантии. Если проблемы не удастся устранить согласно приведенной ниже инструкции, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки: support@vedapulse.com

Проблема	Возможные причины	Решение
Не удается включить устройство	Низкий заряд батареи	Зарядите устройство
	Устройство на зарядке	Используйте устройство после полной зарядки
Не удается зарядить устройство	Устройство неправильно подключено к зарядному кабелю или розетке	Вновь подсоедините зарядный кабель и розетку

10. Гарантийный сертификат на аппарат «ВедаКвант 2.0»

Покупатель

Телефон

Адрес

.....

Сертификат подтверждает готовность прибора к эксплуатации, а также обеспечивает права владельца на гарантийное обслуживание в течение указанного в паспорте срока.

Гарантийные обязательства. Гарантийный срок работы прибора — 12 месяцев со дня продажи прибора покупателю. При соблюдении правил эксплуатации, хранения и транспортирования в течение этого срока изготовитель ремонтирует прибор за свой счет. Более подробную информацию можно получить на сайте vedapuls.ru

Претензий к внешнему виду, комплектности и работе прибора не имею. С условиями гарантии ознакомлен.

Изготовитель

Дата.....

Подпись.....

Продавец

Дата.....

Подпись.....

Покупатель

Дата.....

Подпись.....

Причина поступления в ремонт

.....

.....

Сведения о произведённом ремонте

.....

.....

ООО «Биоквант»

630108, Новосибирск, 1-й переулок Пархоменко, д. 14, офис 9

тел.: 7 (383) 334-01-79